



TL 20W/52 SLV

Описание продуктовой группы
Трубчатые или компактные
одноцокольные ртутные
люминесцентные лампы низкого
давления

Характеристики:

- Производит излучение для терапевтических и других целей

Области применения:

- Лечение желтухи у новорожденных (гипербилирубинемия)

Система:


- Компактные одноцокольные лампы снабжены таким же защитным колпачком и могут работать с таким же универсальным балластным сопротивлением, как и компактные одноцокольные лампы общего освещения
- Трубчатые лампы могут управляться от обычного стартерного зажигания, а также от систем быстрого старта с подогревом

Данные изделия


Код заказа	643025 40
Код изделия	871 150064302540
Название изделия	TL 20W/52 SLV
Название изделия для заказа	TL 20W/52 SLV/25
Тип упаковки	1 Упаковка - рукав
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	871 1500643025
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	871 1500643032
Логистический код (12NC)	9280 035 05203
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	156.000 (GR)
Изделие- преемник	
Lamp Wattage Rated[W]	20W
Цветовой код	52
Цоколь - информация	- [-]
Описание светового пучка	-
Тип упаковки	SLV [1 Упаковка - рукав]
Форма упаковки	25
Цоколь	G13

Данные изделия

Форма колбы	T38
Основное применение	медицинская терапия
дополнительная информация	-
срок полезного использования[hr]	2000
Срок службы при 50% отказов EM[hr]	9000
Вес нетто[gr]	156
Мощность лампы[W]	19.3
Напряжение лампы[V]	57
Ток в лампе[A]	0.37
Обозначение цвета (код)	Медицинский
Световой поток лампы EM[Lm]	360



TL/52



TL/52

